

HEADALOFT™

Installatie - en onderhoudsrichtlijnen

een rolstoel gebruiken. **HEADALOFT™** houdt het hoofd comfortabel en voorzichtig omhoog op een veelzijdige, niet-beperkende manier.

HEADALOFT™ heeft een steunkussen voor het achterhoofd dat kan worden toegevoegd voor het bieden van extra ondersteuning van het hoofd en de nek, wanneer dat nodig is.

HEADALOFT™, geschikt voor alle rolstoelen uitgerust met een hoofdsteen, is de ultieme oplossing voor een aanvullende hoofdsteen. Het is gemakkelijk te installeren, kan snel worden overgezet tussen rolstoel en autostoel of enig ander type stoel met een hoofdsteen waaraan de **HEADALOFT™** kan worden bevestigd.



Technische specificaties

tussen rolstoel en autostoel of enig ander type stoel met een hoofdsteen waaraan de **HEADALOFT™** kan worden bevestigd.

- Gemaakt van hoogwaardige, duurzame stof.
- **HEADALOFT™**-vulling is brandvertragend.
- Inclusief drie verschillende maten hoofdsteenbanden zodat het kan worden afgesteld op elke hoofdmaat
- Kan worden bevestigd aan rolstoelen uitgerust met een hoofdsteen.
- Past op de meeste autostoelen.
- Plettest uitgevoerd onder Amerikaanse veiligheidsnormen voor botstesten US - FMVSS 213, NPRM 213.
- Biedt 360° ondersteuning van het hoofd.
- Voldoet aan OKEOTEX 100-norm
- FDA- en CE-geregistreerd




FDA
LISTED

CE

Headovations garandeert dat het product voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aanschaf vrij is van defecten in materiaal en uitvoering, onderhevig aan het beleid van Headovations en mits het product een origineel identificatielabel heeft. De bovenstaande garantie is afhankelijk van het feit dat de koper vaststelt dat het product correct is behandeld en opgeborgen, in overeenstemming met de instructies van Headovations. In het geval dat Headovations vaststelt dat het product gebrekkig is, zal Headovations het beschadigde product vervangen.

Installatie-instructies:

Het installeren van **HEADALOFT™** op enige stoel en mobiliteitsapparaat uitgerust met een hoofdsteen is zeer eenvoudig en kan zeer snel worden gedaan. Volg deze eenvoudige stapsgewijze instructies voor het installeren van **HEADALOFT™**.



Onderhoud:

HEADALOFT™ vereist geen echt onderhoud. Het is uiterst duurzaam en hoeft slechts af en toe gewassen te worden. Het kan in de wasmachine worden gewassen bij temperaturen van tot 30°C / 86°F, maar u moet geen bleekmiddel gebruiken omdat dit het

uiterlijk en het materiaal kan beschadigen. Na het wassen van **HEADALOFT™** moet u het niet strijken of in de droger stoppen. Laat het in plaats daarvan aan de lucht drogen. Het moet ook niet worden gestoomd.

Förvaring:

Wanneer **HEADALOFT™** niet wordt gebruikt, moet het worden opgeborgen in een schoon, droog gebied.

Headovations werd opgericht in 2014 door Ben Cohen Gazit. Toegewijd aan het bieden van innovatieve hoofdsteen systemen.

Van **HEADALOFT™** is aangetoond dat het uiterst effectief is voor kinderen en volwassenen met motorische stoornissen, neuromusculaire aandoeningen, neurologische aandoeningen (bijv. hersenverlamming) en lichamelijk letsel.

Ontwikkeld door:

In samenwerking met: